

Jetzt verschreibungsfähig!
Hilfsmittelnummer 21.24.01.0017



Vitalograph Peak-Flow-Meter UNIVERSAL

Für Erwachsene und Kinder

Ihr Fachhandelspartner

AUROSAN GmbH

Frankenstr. 231, 45134 Essen

Tel.: **+49 201 21961-701**

Fax: **+49 2573 69795-9917**

E-Mail: **service@aurosan.de**

Web: **www.aurosan.de**



Vitalograph®
Ihr Spirometrie-Partner

Vitalograph Peak-Flow-Meter UNIVERSAL

Für Erwachsene und Kinder


Effektives Asthma- & COPD-Management erfordert eine regelmäßige Messung und Dokumentation des Peak-Flows. Dies führt zu einer erhöhten Lebensqualität der Patienten und verringert die Anzahl der Atem-Notfälle. Der Medikamenteneinsatz wird auf das nötige Maß beschränkt.

Vitalograph Peak-Flow-Meter UNIVERSAL werden mit justierbarem Ampelschema und individuellen Dokumentationsbögen geliefert, um die Selbstkontrolle der Patienten zu vereinfachen.

Die Geräte haben ein integriertes, ovales Mundstück. Diese spezielle Formung der Mundsektion ist für Erwachsene und insbesondere Kinder bestens geeignet.

Dank praktischer Schutzhülle sind die Peak-Flow-Meter auch unterwegs perfekt geschützt. Das frische Design der Geräte erinnert mehr an einen Lifestyle-Artikel als an ein klassisches Medizinprodukt und verbessert die Compliance merkbar.

Vitalograph Peak-Flow-Meter UNIVERSAL können zu Übungszwecken auch von mehreren Patienten genutzt werden, beispielsweise in Arztpraxen, Krankenhäusern und Lungensportgruppen. Zur sicheren Vermeidung von Kreuzinfektionen sind Sicherheitsmundstücke mit Rückstromventil (Artikel 20242) und Adapter (Artikel 29805) als Zubehör erhältlich.



Leistungsmerkmale der Peak-Flow-Meter

- Bestens geeignet für Erwachsene und Kinder
- Angenehme Verwendung durch ovale Mundsektion
- Justierbares Ampelschema und Aktionsplan
- Praktische Schutzhülle
- Für die Verwendung in Klinik, Praxis und zuhause
- Messbereich 50-800L/Min. gemäß geltendem Standard ISO 23747:2009. Kinder-Modelle mit einem Messbereich unter 800L/Min. erfüllen nicht mehr den Standard.

Verschreibungsdetails:

- Pharma-Zentral-Nummer: 11068521
- Hilfsmittelnummer: 21.24.01.0017



Bestellinformationen

- 43903 Peak-Flow-Meter UNIVERSAL (1)
- 20242 Sicherheitsmundstücke mit Rückstromventil (200)
- 29805 Adapter für Sicherheitsmundstücke (96)

Vitalograph GmbH Tel.: +49 40 547391-0
Rellinger Straße 64a Fax: +49 40 547391-40
20257 Hamburg E-Mail: info@vitalograph.de
Germany www.vitalograph.de