

Artikel	Bestellnr.	PZN	HMN
Ugo Gentle Fix™ Kath Silikon Clip (5 Stck.)	MD4991	12558658	15.99.99.0001
Multi Fix™ Gentle Silikonpflaster gross (10 Stck.)	MD4992-L	14401464	15.99.99.0001
Multi Fix™ Gentle Silikonpflaster klein (10 Stck.)	MD4992-S	14401470	15.99.99.0001
Ugo Fix™ Kathetergurt 35 cm (1 Stck.)	MD5061	14257027	15.99.99.0008
Ugo Fix™ Kathetergurt 45 cm (1 Stck.)	MD5062	14257033	15.99.99.0008
Ugo Fix™ Kathetergurt 80 cm (1 Stck.)	MD5063	14257062	15.99.99.0008
Ugo Fix™ Kathetergurt 130 cm (1 Stck.)	MD5064	14257079	15.99.99.0008
Ugo Fix™ Kathetergurt 180 cm (1 Stck.)	MD5065	14257085	15.99.99.0008
Ugo Fix™ Beinbeutel-Kletthalteband (3 Stck.)	MD5493	14401501	beantragt
Ugo Fix™ Beinbeutel-Befestigungsbänder (10 Paar)	MD5491	14401487	15.99.99.0008
Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (S 24-39 cm, 4 Stck.)	MD5495	12558598	beantragt
Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (M 36-55 cm, 4 Stck.)	MD5496	12558606	beantragt
Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (L 40-70 cm, 4 Stck.)	MD5497	12558635	beantragt
Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (XL 60-90 cm, 4 Stck.)	MD5498	12558641	beantragt
Ugo™ Hanger (Bett)-Beutelhalterung (10 Stck.)	MD5492	14401493	15.99.99.0010
Ugo™ Dignity Urinbeutel-Ständer (1 Stck.)	MD4993	14257004	15.99.99.0009
Ugo™ Einhand-Katheterventil (1 Stck.)	MD5009	14257010	15.25.16.0034

Sie bekommen diese Produkte unter Angabe der Pharmazentralnummer (PZN) in der Apotheke, im Sanitätshaus oder auch direkt bei uns.

Die Aufnahme dieser Hilfsmittel in das Hilfsmittelverzeichnis ist beantragt. Eine Erstattung bei Rezeptierung kann von uns bei der entsprechenden Krankenkasse (gesetzlich und privat) geprüft und beantragt werden.



Vertrieb in Deutschland:

Aurosan GmbH  
 Frankenstr. 231, D-45134 Essen  
 Tel.: +49 201 21961-701, Fax: +49 20121961-731  
 service@aurosan.de, www.aurosan.de

Hersteller:

Optimum Medical  
 First floor, Unit 5, Armley Court, Armley Road,  
 Leeds, LS12 2LB, United Kingdom  
 Tel.: +44 8456 435 479, Fax: +44 1142 383 826

# Hilfsmittel für die Inkontinenzversorgung



Mit unseren Beutelsystemen, komfortablen Fixierhilfen und praktischen Zubehörprodukten verhelfen wir Katheträgern zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit und unterstützen sie so bei einem würdevollen Leben trotz Einschränkung.

- Zweckorientiertes Design
- Sicher und effektiv
- Minimiert das Risiko von Wunden, Schmerzen und Infektionen

## Beutelsysteme

Die **Ugo™ Beinbeutel** sind in verschiedenen Größen, mit Schwenk- oder Eckhahn, erhältlich. Für die Verwendung in der häuslichen Pflege bzw. der ambulant-mobilen Anwendung wurde die **Ugo™ Beinbeutel Serie C** mit rückseitiger Textilbeschichtung entwickelt. Für die Verwendung im stationären Bereich gibt es Ausführungen ohne Textilbeschichtung (**Ugo™ Beinbeutel Serie H**).




Für die **Dauerdrainage** stehen verschiedene Systeme (steril/unsteril, einmalige Ableitung oder kontinuierliche Drainage) mit einem Sammelvolumen von 2 L zur Verfügung.

## Effektive und komfortable Fixierung von Kathetern und Schläuchen

Mit dem rotierenden **Ugo Fix™ Katheter Silikon Clip**

Mit dem **Multi Fix™ Gentle Silikonpflaster**




Die hautfreundliche Silikontechnologie ermöglicht ein einfaches, atraumatisches Entfernen und Umpositionieren der Fixierhilfe.



Alternativ kann der **Ugo Fix™ Kathetergurt** für die Fixierung des Katheters...

... am Bauch oder ... am Oberschenkel



verwendet werden.

## Fixierhilfen für Urinbeutel

...zur Befestigung am Körper

Mit dem **Ugo Fix™ Beinbeutel-Kletthalteband**,



den **Ugo Fix™ Befestigungsbändern**

oder der **Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe** (in verschiedenen Größen erhältlich).



...zur externen Befestigung

z.B. am Stuhl oder Bettgestell mit der **Ugo™ Beutelhalterung...**



...und dem **Ugo™ Dignity Urinbeutel-Ständer**, der auch freistehend auf dem Boden platziert werden kann.



## Als Alternative zur Verwendung von Urinbeuteln: das Katheterventil (für mobile Patienten)

Das **Ugo™ Einhand-Katheterventil** passt dank des abgestuften Verbindungsstücks universell auf alle gängigen Kathetermaterialien.



## Online gut informiert: unser Patientenportal

Unter **www.aurosan-gesundes-leben.de** finden Sie ausführliche Beschreibungen, Anwendungsvideos und weitere Informationen zu unseren Hilfsmitteln, sowie Wissenswertes zum Thema Inkontinenzversorgung – Klicken Sie rein!

**AUROSAN**  
Wir sorgen für Sie

Home Produkte Service Kontakt

**Ugo Ugofix**

Exzellente Hilfsmittel für die Inkontinenzversorgung

Mit unseren Produkten der Marke Ugo™ bieten wir Ihnen umfassendes Zubehör für die Inkontinenzversorgung. Ergänzend dazu finden Sie bei den Ugofix™-Produkten eine große Auswahl an Fixierhilfe für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Weitere Details

## Produktübersicht - Beutelsysteme

Artikel	Bestellnr.	PZN	HMN
Ugo™ 1C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5421	13814336	15.25.05.3120
Ugo™ 2C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5422	13814365	15.25.05.3121
Ugo™ 3C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Eckhahn (1 Stck.)	MD5423	13814371	15.25.05.3122
Ugo™ 4C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Eckhahn (1 Stck.)	MD5424	13814388	15.25.05.3123
Ugo™ 5C, Beinbeutel 350 ml, direkter Einlass, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5425	13814394	–
Ugo™ 6C, Beinbeutel 350 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5426	13814402	–
Ugo™ 7C, Beinbeutel 750 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5427	13814419	15.25.05.3124
Ugo™ 8C, Beinbeutel 750 ml, Schlauch 25 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5428	13814425	15.25.05.3125
Ugo™ 1H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5431	13814431	15.25.05.3126
Ugo™ 2H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)	MD5432	13814448	15.25.05.3127
Ugo™ 3H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Eckhahn (1 Stck.)	MD5433	13814454	15.25.05.3128
Ugo™ 4H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Eckhahn (1 Stck.)	MD5434	13814460	15.25.05.3129
Ugo™ 9, Drainagebeutel 2L, kein Ablass, unsteril (10 Stck.)	MD5451	13814477	beantragt
Ugo™ 10, Drainagebeutel 2L, mit Ablass, unsteril (10 Stck.)	MD5452	13814483	15.25.06.1060
Ugo™ 11, Drainagebeutel 2L, mit Ablass, steril (10 Stck.)	MD5453	13814508	15.25.06.3049
Ugo™ 12, Dauerdrainage 2L, Schwenkhahn, steril (1 Stck.)	MD5454	13814514	beantragt
Ugo™ 13, Dauerdrainage 2L, Eckhahn, steril (1 Stck.)	MD5455	13814520	beantragt